



BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ UYGULAMA

# LABORATUVARI



[sbf.karatekin.edu.tr](http://sbf.karatekin.edu.tr)

# *antropometri laboratuvarı*

Cihazın Adı	Miktar	Kullanım Amacı
<b>Bioimpedans Analiz Cihazı (BIA) (Segmental ölçümlü)</b>	1 adet	Vücut kompozisyonu (yağ kütlesi, su miktarı, yağsız vücut kütlesi, metabolik hız, metabolik yaş vb.) analizi için kullanılır.
<b>Boy Ölçerli Tartı Cihazı</b>	1 adet	Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümü için kullanılır.
<b>Mezura</b>	3 adet	Çevre ve uzunluk ölçümleri (bel çevresi, kalça çevresi, boyun çevresi, diz yüksekliği, omuz genişliği vb.) için kullanılır.
<b>El dinamometresi(Hand grip)</b>	1 adet	El ve kol kaslarının kasılma gücünü öncerek vücut kasları hakkında değerlendirme yapmak için kullanılır.
<b>Kaliper (deri kıvrım kalınlığı ölçüm cihazı)</b>	1 adet	Deri kıvrım kalınlıklarının ölçüülerek vücut yağ miktarının tayininde kullanılır.
<b>Yazıcı</b>	1 adet	Vücut kompozisyonu analiz cihazı raporlarının basılması için kullanılır.

## **bioimpedans analiz cihazı (BIA)**



## **kaliper (deri kıvrım kalınlığı ölçüm cihazı)**



## el dinamometresi (hand grip)



## boy ölçerli tartı cihazı



# *beslenme ilkeleri **laboratuvarı***

Cihazın Adı	Miktar	Kullanım Amacı
<b>Set üstü ocak</b>	7 adet	Pişirme, ısıtma vb. ısıl işlem gerektiren besin hazırlama çalışmalarında kullanılır.
<b>Elektrikli Fırın</b>	2 adet	Pişirme, ısıtma vb. ısıl işlem gerektiren besin hazırlama çalışmalarında kullanılır.
<b>Mikrodalga Fırın</b>	1 adet	Isıtma, çözündürme, sterilizasyon gibi ısıl işlem gerektiren durumlarda kullanılır.
<b>Buzdolabı (Nofrost)</b>	1 adet	Besinlerin soğuk muhafazası için kullanılır. Derin dondurucu kısmında < -18°C de uzun süreli saklama sağlanır.
<b>Su ısıtıcı</b>	1 adet	Suyun hızlı ısıtılması için kullanılır.
<b>Mutfak tartısı</b>	7 adet	Besinlerin tartılması (1 gram hassasiyetle) için kullanılır.
<b>Blender</b>	4 adet	Besinlerin karıştırılması ve parçalanması için kullanılır.
<b>El mikseri</b>	2 adet	Besinlerin karıştırılması ve çırپılması için kullanılır.

## **beslenme ilkeleri laboratuvarı**



## **el mikseri**



# blender



# elektrikli ve mikrodalga fırın



## **mutfak tartısı**



## **su ısıtıcı**





## İLETİŞİM

Adres : Aksu Mah.Sıhhiye Sok. No:11 18200 ÇANKIRI  
Telefon: 0(376) 213 17 02  
Fax : 0(376) 212 00 75  
Email : [sbf@karatekin.edu.tr](mailto:sbf@karatekin.edu.tr)  
Web : [sbf.karatekin.edu.tr](http://sbf.karatekin.edu.tr)